



THEO

CE
0499

TOMAS MEDICINALES AFNOR

Las tomas medicinales son diseñadas para proveer gases medicinales a baja presión o vacío a dispositivos medicinales a través de una conexión específica según el tipo de gas (norma NFS 90-116 / 90-119).

Se instalan sea en soportos medicos (ej. consolas) o sobre la pared o en un brazo articulado.

Una válvula check, ubicada en la base, permite realizar el mantenimiento de la toma medicinal (filtro y válvula principal) sin interrumpir la alimentación del gas.

Una cajita con su protección frontal protectora a abertura automática y cierre clipado es disponible.

CARACTERISTICAS

Caudal y caída de presión según norma ISO 9170-1
Conexiones diferentes para no engañarse entre la base y el cuerpo de la toma.
Instalación a la tierra posible.



POSTOS DE CONSUMO AFNOR

Os Postos de Consumo foram concebidos para distribuir gases médicos ou vácuo em dispositivos médicos pela intermediação de uma manga de reforço específica ao gás (norma NFS 90-116 / 90-119).

Elas são implantadas em um suporte médico (por ex.: cabeça da cama) ou em um caixa na parede ou um braço articulado.

A válvula anti-retorno situada na base permite efetuar a manutenção do posto de consumo (filtro e válvula principal) sem a obri-gação de interromper a alimentação do gás.

A frente com seu selo de proteção com abertura automática e de fácil fechamento

CARACTERISTICAS

Vazão e quedas de pressão segundo ISO 9170-1
Acoplamento segundo o gás entre a base e o corpo do terminal.

Possibilidade de montar no solo

Aire medicinal (N2 : 78%/O2 : 22 %) Ar médico	Oxigeno Oxigênio	Dióxido de carbono Dióxido de carbono	Aspiración medicinal (Vacio) Aspiração médica (Vácuo)
Aire para equipos Ar instrumento	Nitrogeno Azoto	Oxido nitroso Óxido nitroso	Oxigeno + Nitrogeno Oxigênio + Azoto

MATERIAS

Cuerpo : Latón cromado
Juntas : EPDM
Tubo de conexión: Cobre
Filtro : Latón
Protección frontal : Mezcla auto extingüible

ACCESORIOS

Llave multifunción
Llave de mantenimiento

OPCIONES

Extensión tubo cobre 100 mm

MANTENIMIENTO

Debe ser realizado por gente calificada y autorizada.
Cartuchos de mantenimiento (válvula/ filtro) son disponibles para cada gas.

PEDIDO : Favor indicar

- Tipo de gas o de mezcla

Ejemplo : Toma oxido nitroso



MATERIAIS

Construção : latão cromado
Juntas : EPDM
Tubo de conexão: Cobre
Filtro : Latão
Frente e Selo : Composto auto extingüível

ACESSÓRIOS

Chave multifuncional
Chave manutenção

OPÇÕES

Extensão do tubo de cobre 100 mm

MANUTENÇÃO

A manutenção deve ser sempre confiada a um pessoal autorizado e qualificado.
Cartuchos de manutenção (válvula/filtro) estão disponíveis para cada gás.

ORDEM : obrigado por indicar

- Natureza do gás ou do composto

Ejemplo : Posto de consume de óxido nitroso



Las ilustraciones, descripciones y características son presentadas para su información. Cahouet se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

As ilustrações, descrições e características são fornecidas a título de indicação. CAHOUET tem o direito de modificar seus produtos sem aviso prévio.



52, rue de Lagny
93100 MONTREUIL - FRANCE
Tel : +33 1.41.72.90.00
Fax : +33 1.41.72.90.01
E-mail : cahouet@cahouet.com
www.cahouet.com